

INFORMATION COMMERCIALE VITA 07/20

Élargissement de la gamme de céramique cosmétique

VITA LUMEX® AC VITA classical A1–D4®

Masses de base OPAQUE DENTINE, DENTINE, ENAMEL 50 g

Maintenant
aussi en 50 g

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Masses de base OPAQUE DENTINE, DENTINE 12 g/50 g

NOUVEAU !

Avis d'arrêt des livraisons

- VITABLOCS TriLuxe
- VITA TITANKERAMIK

VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.

VITA LUMEX® AC

Fidélité chromatique optimale. Excellente dynamique de la lumière.
Mise en œuvre précise.



Quoi ?



Pour quoi ?



Avec quoi ?

VITA LUMEX AC est un système cosmétique vitrocéramique renforcé à la leucite avec une formule de matériau novatrice pour des résultats chromatiquement fidèles, naturels et fiables.

Pour stratifier tous les matériaux tout céramique courants (dioxyde de zirconium, céramique de disilicate de lithium et feldspathique) et pour la réalisation de reconstitution sans armature (par ex. facettes).

La gamme comprend des masses GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE et ENAMEL, de même que diverses masses d'effet (OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE, etc.). Des composants système idéalement combinés (pinceau, plateau de cuisson, glaçure, etc.).

Avantages

Fidélité chromatique - Aspect naturel

Reproduire de façon fiable les couleurs de dents de même que le jeu naturel des couleurs et des lumières, grâce aux masses céramiques avec une fidélité chromatique optimale et une excellente dynamique de la lumière.

Efficacité et précision

Mettre en œuvre de façon précise et efficace la céramique cosmétique grâce à de très bonnes propriétés de modelage, une excellente stabilité de forme, une utilisation universelle pour toutes les céramiques d'armatures.

Grande durabilité

Réaliser des restaurations durables grâce à une grande résistance à la rupture attribuable à une matrice vitrocéramique renforcée à la leucite et à une adhérence fiable à l'armature.

Groupe cible

Laboratoire commercial, laboratoire de cabinet.

Disponibilité

Nouvel élargissement de la gamme à compter du 01/07/2020



VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.

Un système pour toutes les céramiques d'armatures




VITA LUMEX AC est parfaitement adaptée à toutes les céramiques d'armatures courantes grâce à un coefficient de dilatation thermique approprié (valeur CDT env. 8,8), idéalement définie pour toutes les céramiques d'armatures courantes :

- dioxyde de zirconium (valeur CDT env. 10-10,5),
- vitrocéramique (valeur CDT disilicate de lithium env. 9-10,5),
- céramique feldspathique.

Vue d'ensemble des indications

- Incrustation complète et partielle d'infrastructures en dioxyde de zirconium.
- Stratification partielle de céramique de disilicate de lithium et feldspathique.
- Reconstitutions sans armature.


Composants du système



VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.


Supports papiers/numériques

**Formulaire de commande VITA LUMEX® AC****VITA classical A1-D4®**

(N° art. : 10621M) V02

Disponibilité


- **Fichier PDF** : immédiatement
Possibilité de télécharger sous : page d'accueil VITA LUMEX AC et dans la rubrique de téléchargement

NOUVEAU !**Formulaire de commande VITA LUMEX® AC****VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

(N° art. : 10622M) V01

Disponibilité

- **Fichier PDF** : immédiatement
Possibilité de télécharger sous : page d'accueil VITA LUMEX AC et dans la rubrique de téléchargement

NOUVEAU !**Prospectus du concept VITA LUMEX® AC**

(N° art. : 10609F) V01

Disponibilité


- **Fichier PDF** : immédiatement
Possibilité de télécharger sous : page d'accueil VITA LUMEX AC et dans la rubrique de téléchargement
- **Exemplaires imprimés** : disponibles immédiatement

**Mode d'emploi VITA LUMEX® AC**

(N° art. : 10605F) V01 + V02

Disponibilité

- **Fichier PDF** : 10605F V02 immédiatement
Possibilité de télécharger sous : page d'accueil VITA LUMEX AC et dans la rubrique de téléchargement
- **Exemplaires imprimés** : 10605F V01 disponibles immédiatement

**Documentation technique scientifique VITA LUMEX® AC
(Version abrégée)**

(N° art. : 10625F) V01

Disponibilité

- **Fichier PDF** : immédiatement
Possibilité de télécharger sous : page d'accueil VITA LUMEX AC et dans la rubrique de téléchargement

VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.

Données images



Vous pouvez télécharger les photos des produits de la base de contenus supports VITA à partir du lien direct suivant ou de votre compte MyVITA dans la rubrique « Mes téléchargements » :


Titre de panier : **06.20 VITA LUMEX® AC**

<https://mam.vita-zahnfabrik.com/Media-Collection/ODgz>

Titre de panier : **11.19 VITA LUMEX® AC**

<https://mam.vita-zahnfabrik.com/Media-Collection/ODM0>

VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.**Update Messenger pour les appareils VITA**

Vous pouvez télécharger les mises à jour logicielles actuelles sur le site web VITA :

https://www.vita-zahnfabrik.com/de/Update-Messenger-111_64359.html

Mises à jour logicielles

Update Messenger pour les appareils VITA - abonnez-vous maintenant ! Vous serez automatiquement informé par e-mail des nouvelles mises à jour logicielles pour les appareils VITA suivants.

Fours de cuisson

- VITA VACUMAT® 6000 M
- VITA V60 i-Line®
- VITA SMART.FIRE®

Fours de pressée

- VITA VACUMAT® 6000 MP

Fours de frittage

- VITA ZYRCOMAT® 6100 MS

Unités de commande

- VITA vPad confort
- VITA vPad excellence

Définition numérique des couleurs de dents

- VITA Easyshade® V

Mises à jour logicielles pour d'autres appareils**N. B.**

Logiciels et mises à jour logicielles pour les unités de commande jusqu'aux numéros de série suivants.

Programmes de cuisson VITA AMBRIA et VITA LUMEX AC (version 001)

VITA vPad excellence jusqu'au numéro de série 2820172049

VITA vPad confort jusqu'au numéro de série 3020180050

Téléchargement sous :

<https://www.vita-zahnfabrik.com/de/VITA-LUMEX-AC-Verblendkeramik-92267.html>

VITA LUMEX® AC

TOUT EN SOUPLESSE !
LA CÉRAMIQUE. POUR LE TOUT CÉRAMIQUE.

Site Internet



Vous trouverez la page de destination VITA LUMEX AC sur la page d'accueil VITA sous le lien ci-après :

<https://www.vita-zahnfabrik.com/LUMEX>

Tutoriels vidéo



Trois TUTORIELS VIDÉO VITA LUMEX AC pour la stratification individuelle :

- dent antérieure assez jeune,
- dent antérieure assez âgée,
- dent antérieure âgée.

Vous les trouverez sous :

https://www.vita-zahnfabrik.com/lerneinheiten_liste,,193883.html

VITA NEWS



Une période particulière exige des mesures particulières !

À l'époque de la prise de distance sociale, nous souhaitons rester connectés et maintenir le dialogue.

Vous trouverez sur notre site web et nos comptes sur les médias sociaux, sous VITA NEWS, notre gamme de formations gratuites, e-tutoriels et nos conseils et astuces pour le travail quotidien avec les produits VITA. Consultez le site :

www.vita-zahnfabrik.com/NEWS

Médias sociaux



Vous et vos clients, suivez sur Facebook **VITA Zahnfabrik - Équipe France**, et découvrez les actualités sur nos nouveaux produits, nos offres et bien davantage !

www.facebook.com/vita.zahnfabrik/

Nous nous réjouissons de l'échange !

VITA LUMEX® AC**ÉLARGISSEMENT DE VITA classical A1–D4®**
ARTICLES À L'UNITÉ MASSES DE BASE 50 g**VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE VITA classical A1–D4®**

Pour la reproduction de la couleur de base en présence de faibles épaisseurs de paroi

Quantité	Matériau
B5343150	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A1, 50 g
B5343250	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A2, 50 g
B5343350	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A3, 50 g
B5343450	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A3.5, 50 g
B5343550	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, A4, 50 g
B5343650	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B1, 50 g
B5343750	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B2, 50 g
B5343850	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B3, 50 g
B5343950	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, B4, 50 g
B5344050	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C1, 50 g
B5344150	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C2, 50 g
B5344250	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C3, 50 g
B5344350	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, C4, 50 g
B5344450	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, D2, 50 g
B5344550	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, D3, 50 g
B5344650	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, D4, 50 g

VITA LUMEX® AC DENTINE VITA classical A1–D4®

Pour la reproduction de la couleur de base dans la zone du collet/corps

Quantité	Matériau
B5345150	VITA LUMEX AC DENTINE, A1, 50 g
B5345250	VITA LUMEX AC DENTINE, A2, 50 g
B5345350	VITA LUMEX AC DENTINE, A3, 50 g
B5345450	VITA LUMEX AC DENTINE, A3.5, 50 g
B5345550	VITA LUMEX AC DENTINE, A4, 50 g
B5345650	VITA LUMEX AC DENTINE, B1, 50 g
B5345750	VITA LUMEX AC DENTINE, B2, 50 g
B5345850	VITA LUMEX AC DENTINE, B3, 50 g
B5345950	VITA LUMEX AC DENTINE, B4, 50 g
B5346050	VITA LUMEX AC DENTINE, C1, 50 g
B5346150	VITA LUMEX AC DENTINE, C2, 50 g
B5346250	VITA LUMEX AC DENTINE, C3, 50 g
B5346350	VITA LUMEX AC DENTINE, C4, 50 g
B5346450	VITA LUMEX AC DENTINE, D2, 50 g
B5346550	VITA LUMEX AC DENTINE, D3, 50 g
B5346650	VITA LUMEX AC DENTINE, D4, 50 g

VITA LUMEX® AC ENAMEL

Pour la reproduction du jeu de couleurs/lumières de l'émail dentaire

Quantité	Matériau
B5319150	VITA LUMEX AC ENAMEL, light, 50 g
B5319250	VITA LUMEX AC ENAMEL, medium, 50 g
B5319350	VITA LUMEX AC ENAMEL, intense, 50 g
B5318150	VITA LUMEX AC ENAMEL, clear, 50 g
B5320150	VITA LUMEX AC ENAMEL, fog, 50 g

VITA LUMEX® AC

ÉLARGISSEMENT DE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
ARTICLES À L'UNITÉ MASSES DE BASE 12 g / 50 g**VITA LUMEX® AC OPAQUE DENTINE VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

Pour la reproduction de la couleur de base en présence de faibles épaisseurs de paroi

12 g		50 g	
Quantité	Matériau	Quantité	Matériau
B5306112	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M1, 12 g	B5306150	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M1, 50 g
B5306212	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M2, 12 g	B5306250	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M2, 50 g
B5306312	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M3, 12 g	B5306350	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M3, 50 g
B5306412	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 1M1, 12 g	B5306450	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 1M1, 50 g
B5306512	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 1M2, 12 g	B5306550	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 1M2, 50 g
B5306612	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2L1.5, 12 g	B5306650	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2L1.5, 50 g
B5306712	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2L2.5, 12 g	B5306750	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2L2.5, 50 g
B5306812	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M1, 12 g	B5306850	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M1, 50 g
B5306912	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M2, 12 g	B5306950	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M2, 50 g
B5307012	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M3, 12 g	B5307050	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M3, 50 g
B5307112	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2R1.5, 12 g	B5307150	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2R1.5, 50 g
B5307212	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2R2.5, 12 g	B5307250	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2R2.5, 50 g
B5307312	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3L1.5, 12 g	B5307350	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3L1.5, 50 g
B5307412	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3L2.5, 12 g	B5307450	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3L2.5, 50 g
B5307512	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M1, 12 g	B5307550	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M1, 50 g
B5307612	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M2, 12 g	B5307650	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M2, 50 g
B5307712	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M3, 12 g	B5307750	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3M3, 50 g
B5307812	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3R1.5, 12 g	B5307850	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3R1.5, 50 g
B5307912	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3R2.5, 12 g	B5307950	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 3R2.5, 50 g
B5308012	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4L1.5, 12 g	B5308050	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4L1.5, 50 g
B5308112	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4L2.5, 12 g	B5308150	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4L2.5, 50 g
B5308212	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M1, 12 g	B5308250	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M1, 50 g
B5308312	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M2, 12 g	B5308350	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M2, 50 g
B5308412	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M3, 12 g	B5308450	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4M3, 50 g
B5308512	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4R1.5, 12 g	B5308550	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4R1.5, 50 g
B5308612	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4R2.5, 12 g	B5308650	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 4R2.5, 50 g
B5308712	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M1, 12 g	B5308750	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M1, 50 g
B5308812	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M2, 12 g	B5308850	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M2, 50 g
B5308912	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M3, 12 g	B5308950	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 5M3, 50 g

VITA LUMEX® AC

ÉLARGISSEMENT DE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
ARTICLES À L'UNITÉ MASSES DE BASE 12 g / 50 g

VITA LUMEX® AC DENTINE VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Pour la reproduction de la couleur de base dans la zone du collet/corps

Quantité	Matériau	12 g	Quantité	Matériau	50 g
B5303112	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M1, 12 g		B5303150	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M1, 50 g	
B5303212	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M2, 12 g		B5303250	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M2, 50 g	
B5303312	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M3, 12 g		B5303350	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M3, 50 g	
B5303412	VITA LUMEX AC DENTINE, 1M1, 12 g		B5303450	VITA LUMEX AC DENTINE, 1M1, 50 g	
B5303512	VITA LUMEX AC DENTINE, 1M2, 12 g		B5303550	VITA LUMEX AC DENTINE, 1M2, 50 g	
B5303612	VITA LUMEX AC DENTINE, 2L1.5, 12 g		B5303650	VITA LUMEX AC DENTINE, 2L1.5, 50 g	
B5303712	VITA LUMEX AC DENTINE, 2L2.5, 12 g		B5303750	VITA LUMEX AC DENTINE, 2L2.5, 50 g	
B5303812	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M1, 12 g		B5303850	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M1, 50 g	
B5303912	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M2, 12 g		B5303950	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M2, 50 g	
B5304012	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M3, 12 g		B5304050	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M3, 50 g	
B5304112	VITA LUMEX AC DENTINE, 2R1.5, 12 g		B5304150	VITA LUMEX AC DENTINE, 2R1.5, 50 g	
B5304212	VITA LUMEX AC DENTINE, 2R2.5, 12 g		B5304250	VITA LUMEX AC DENTINE, 2R2.5, 50 g	
B5304312	VITA LUMEX AC DENTINE, 3L1.5, 12 g		B5304350	VITA LUMEX AC DENTINE, 3L1.5, 50 g	
B5304412	VITA LUMEX AC DENTINE, 3L2.5, 12 g		B5304450	VITA LUMEX AC DENTINE, 3L2.5, 50 g	
B5304512	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M1, 12 g		B5304550	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M1, 50 g	
B5304612	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M2, 12 g		B5304650	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M2, 50 g	
B5304712	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M3, 12 g		B5304750	VITA LUMEX AC DENTINE, 3M3, 50 g	
B5304812	VITA LUMEX AC DENTINE, 3R1.5, 12 g		B5304850	VITA LUMEX AC DENTINE, 3R1.5, 50 g	
B5304912	VITA LUMEX AC DENTINE, 3R2.5, 12 g		B5304950	VITA LUMEX AC DENTINE, 3R2.5, 50 g	
B5305012	VITA LUMEX AC DENTINE, 4L1.5, 12 g		B5305050	VITA LUMEX AC DENTINE, 4L1.5, 50 g	
B5305112	VITA LUMEX AC DENTINE, 4L2.5, 12 g		B5305150	VITA LUMEX AC DENTINE, 4L2.5, 50 g	
B5305212	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M1, 12 g		B5305250	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M1, 50 g	
B5305312	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M2, 12 g		B5305350	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M2, 50 g	
B5305412	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M3, 12 g		B5305450	VITA LUMEX AC DENTINE, 4M3, 50 g	
B5305512	VITA LUMEX AC DENTINE, 4R1.5, 12 g		B5305550	VITA LUMEX AC DENTINE, 4R1.5, 50 g	
B5305612	VITA LUMEX AC DENTINE, 4R2.5, 12 g		B5305650	VITA LUMEX AC DENTINE, 4R2.5, 50 g	
B5305712	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M1, 12 g		B5305750	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M1, 50 g	
B5305812	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M2, 12 g		B5305850	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M2, 50 g	
B5305912	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M3, 12 g		B5305950	VITA LUMEX AC DENTINE, 5M3, 50 g	

VITA LUMEX® AC

ASSORTIMENTS

VITA LUMEX® AC AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Pour la stratification standard

N° art. BLSK

Quantité	Contenu	Matériau
29	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 0M1-5M3
29	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE, 0M1-5M3
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Pinceau n° 3/0 a & e
1		Pinceau n° 8 a & e
1		Plateau de cuisson G (Boîte avec 2 supports et 20 crayons)

VITA LUMEX® AC AC TRIAL KIT 2M2

Pour les essais et les formations

N° art. BLTKA2

Quantité	Contenu	Matériau
1	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 2M2
1	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE, 2M2
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, clear
2	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

Arrêt des livraisons

VITABLOCS® TriLuxe VITA Titankeramik

Ancien



VITABLOCS TriLuxe

Information importante :

arrêt des livraisons à compter du 31/12/2020.

À compter du 01/01/2021, VITABLOCS TriLuxe forte sera automatiquement livré lors de commandes de VITABLOCS TriLuxe.

Nouveau



VITABLOCS TriLuxe forte – La nouvelle génération

La nouvelle génération de blocs VITABLOCS® TriLuxe forte a toutes les propriétés des VITABLOCS® TriLuxe. Elle fait déjà partie de notre gamme de produits depuis plusieurs années et a fait ses preuves sur le plan clinique des millions de fois.

Les propriétés du matériau, les géométries, mais aussi les temps d'usinage et la finition efficace par polissage sont identiques. La valeur ajoutée des blocs VITABLOCS® TriLuxe forte est le dégradé de couleurs en 4 couches intégré pour une reproduction encore plus naturelle du jeu de couleurs pour des couronnes et des facettes très esthétiques dans la zone visible. Notre gamme de couleurs et de géométries et nos COMPOSANTS DU SYSTÈME VITA idéalement combinés.

Ancien



Nouveau



VITA TITANKERAMIK

Information importante :

Arrêt des livraisons de VITA TITANKERAMIK au 31/12/2020.

VITA Zahnfabrik prévoit de lancer encore cette année un élargissement des indications sur **VITA LUMEX® AC** pour la stratification des infrastructures en titane.

**TOUT
EN
SOUPLESSE !**

VITA LUMEX[®] AC
La céramique. Pour le tout céramique.

#VITALUMEX