


VITA MFT

Multi Functional Teeth

Carte de formes Dents en résine




Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA


Contrôle de la teinte VITA

Edition 09.10




VITA

Disponible exclusivement en teintes
VITA SYSTEM 3D-MASTER



Forme ovoïde



Forme triangulaire

040



T41



044




T43



049



T46



T49



VITA MFT – Une nouvelle référence en esthétique

L'anatomie naturelle des dents antérieures VITA MFT, caractérisée par des contacts proximaux au niveau du tiers incisal légèrement décalés vers la zone palatine, permet aux dents de s'engrener aisément et favorablement.

Le bombé vestibulaire anatomique autorise un alignement des dents physiologique irréprochable. Les collets subtilement évasés favorisent une conception des papilles adaptée à l'âge du patient.



Forme rectangulaire

R42



L33



R45



L34



R47



L37



Forme carrée

L37LN



S47



L40



S50*



La forme **L37LN** (**Long Neck**) a été conçue spécialement pour reproduire des caractéristiques parodontales spécifiques, que l'on observe par ex. en prothèse partielle.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – le montage devient encore plus facile

La conception des surfaces occlusales des VITA MFT repose sur le principe novateur easy centric. Celui-ci favorise un montage professionnel et rationnel ainsi qu'une grande productivité conjuguée à la qualité.

| Nr. |  mm | Nr. | mm | |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Nr. | mm |
| O40 | 40.0 | L33 32.6 | PU29 28.8 | PL29 29.6 |
| O44 | 43.9 | L34 34.0 | PU29 28.8 | PL29 29.6 |
| O49 | 49.2 | L40 39.5 | PU33 33.0 | PL33 33.6 |
| T41 | 40.5 | L33 32.6 | PU29 28.8 | PL29 29.6 |
| T43 | 43.3 | L34 34.0 | PU31 30.6 | PL31 31.1 |
| T46 | 46.1 | L37 36.8 | PU31 30.6 | PL31 31.1 |
| T49 | 48.8 | L40 39.5 | PU33 33.0 | PL33 33.6 |
| R42 | 42.1 | L34 34.0 | PU29 28.8 | PL29 29.6 |
| R45 | 44.5 | L37 36.8 | PU31 30.6 | PL31 31.1 |
| R47 | 46.6 | L37 36.8 | PU33 33.0 | PL33 33.6 |
| S47 | 46.8 | L40 39.5 | PU33 33.0 | PL33 33.6 |
| S50 | 49.7 | L40 39.5 | PU33 33.0 | PL33 33.6 |



VITA MFT – Antérieures et Postérieures

Toutes les indications au sein d'un sympathique coffret VITA MFT. Une palette de teintes et de formes harmonieusement et judicieusement étudiées vous garantit une grande rentabilité.

La dent multifonctions VITA MFT s'utilise pour:

- la prothèse complète
- la prothèse implanto-portée
- la prothèse de type télescopique et conique
- la prothèse à attachements
- la prothèse à châssis métallique
- la prothèse temporaire


La gamme de teintes des VITA MFT comporte les 11 teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER les plus courantes:



| VITA SYSTEM 3D-MASTER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1M1 | 2L1.5 | 2M1 | 2M2 | 3L1.5 | 3L2.5 | 3M2 | 3R2.5 | 4L1.5 | 4M2 | 5M1 |
| (- B1)* | (- B2)* | (- A1)* | (- A2)* | (- C2/ D4)* | (- B3)* | (- A3/ D3)* | (- A3.5)* | (- C3)* | (- A4)* | (- C4)* |

* Meilleure correspondance VITA classical A-D

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les teintes de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



Observations: Nos produits doivent être mis en œuvre conformément aux modes d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. Dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (Faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de pénétration ou de négligence caractérisée. Mise à jour: 09.10

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage  0124 : **VITA MFT**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com